



*De la confiance à la performance*

# PREC*x*is

PRACARTIS  
GROUPE

## Votre partenaire privilégié


pour tous vos outils coupants et autres types  
d'ancillaires pour le médical et le dentaire

## DE LA FABRICATION ...


### UN SEUL FOURNISSEUR POUR LA FABRICATION COMPLÈTE DE VOS OUTILS

- Aide à la définition de vos produits par rapport à vos exigences
- Usinage, taillage, affûtage, opérations de finitions dans nos ateliers
- Gestion des opérations de sous-traitance (*trempe, revêtement*)
- Certification ISO 13485 version 2016 répondant à vos exigences réglementaires
- Aide à la définition du profil de coupe & essais en condition d'usage

### DÉCOLLETAGE



### TRAITEMENT THERMIQUE TAILLAGE / AFFUTAGE



## ... JUSQU'AUX PRESTATIONS DE FINITION

### ÉLECTROPOLISSAGE

- Aspect poli-brillant
- Ébavurage performant
- Abaissement de la rugosité
- Meilleure résistance à la corrosion des aciers
- Qualification QI QO QP

### MICROBILLAGE

- Sable de grade médical
- Aspect satiné homogène

### PASSIVATION

- Traitement anti-corrosion avant & après marquage laser
- Qualification QI QO QP selon la norme ASTM F1089-1

### MARQUAGE LASER

- Marquage réglementaire
  - Mentions obligatoires / Traçabilité
  - Graduations
  - Décapage de revêtement
- Marquage laser automatisé
- Marquage noir résistant à la passivation et à plusieurs cycles de nettoyage/stérilisation
- Qualification QI QO QP selon la norme ASTM F1089-1

### BAGUAGE COLORIMÉTRIQUE

- Large palette de couleurs
- Peinture biocompatible
- Résistant au process de stérilisation




### NETTOYAGE

- Prestation additionnelle de nettoyage final qualifié QI QO QP selon la norme ISO 19227

### CONTRÔLE

- Contrôle dimensionnel automatisé par machine optique
- Maîtrise statistique des procédés (MSP) d'usage
- Contrôle visuel sous microscope



## Votre partenaire privilégié pour tous vos outils coupants pour le médical et le dentaire

Créée en novembre 2011 sous le nom de HAM France MEDICAL, puis rebaptisée PRECXIS en 2018, la société implantée en Haute-Savoie sur la commune de Peillonex fait partie du groupe PRACARTIS.

PRECXIS fabrique en sous-traitance vos outils et instruments médicaux en odontologie, orthopédie, implantologie dentaire et pour la chirurgie maxillo-faciale. Elle propose également des prestations de finition : électropolissage, microbillage, passivation, marquage laser, baguage colorimétrique biocompatible...

PRECXIS c'est aussi une gamme complète de fraises pour usineuses CAD-CAM telles que ROLAND, WIELAND ou IMES entre autres.

**Nous sommes aujourd'hui leader français des fabricants de fraises CAD-CAM**



SOLUTIONS GLOBALES  
D'USINAGE DE PRÉCISION

### Concept DIAMANT

**SPECIALISTE**  
de l'application industrielle  
des outils diamant

Forets - Fraises - Alesoirs - Plaquettes de forme  
Outils Escomatic® - Fraises acie  
PCD/CVD - CBN

### CARBILLY

**CONCEPTEUR ET FABRICANT**  
de solutions de coupe  
de haute précision

Forets - Fraises - Alesoirs - Plaquettes de forme  
Outils Escomatic® - Fraises acie  
Carbure de Tungstène - HSS - Inox  
Sur plan



**CONCEPTEUR ET FABRICANT**  
d'outils coupants  
standard et spécifiques

Forets - Fraises - Alesoirs  
Carbure de Tungstène - PCD - CBN - Inox



**FABRICATION ET DISTRIBUTION**  
d'outils standards et spécifiques pour  
le secteur médical

Implantologie - Orthopédie - Odontologie -  
Outils CAD-CAM  
Carbure de Tungstène - Inox - Zircon - PMMA  
Chrome-Cobalt - Titane



**SPÉCIALISTE**  
outillages et pièces mécaniques  
pour l'horlogerie et le médical

Outillage - Electro-érosion - Mécanique -  
Contrôle et CAD  
Carbure de Tungstène - Titane - Inconel -  
Acier



**CONCEPTEUR ET REPARATEUR**  
d'électrobroche UGV  
Conseil en stratégie d'usinage

Représentant exclusif des marques  
Fischer, Precise, Sycotec et HSD  
Maintenance d'électrobroches toutes marques



**SPECIALISTE MAINTENANCE**  
broches et électrobroches  
tous types, toutes marques

Centre de réparation agréé  
DMG MORI - KESSLER



**CONSTRUCTION ET MODERNISATION**  
de machines de rectification  
toutes marques

Voumard - Bryant - CC - Danobat - Elb  
Favretto - Prorocif - Studer - Tacchella - Tripet ...



**EXPERT EN INTÉGRATION DE**  
SOLUTIONS D'AUTOMATISME  
sur machines-outils et spéciales

Rétrofit / amélioration - Développement de  
nouvelles fonctionnalités - Mise en conformité -  
Optimisation

## Un savoir dédié aux outils coupants



**PRECXIS SAS**

1200 Route de Findrol • Bâtiment B • 74250 PEILLONNEX • FRANCE



+33.450.43.75.11



sales.medical@precxis.com



www.precxis.com